

Lėtinės inkstų ligos prognozė pagal GFG ir albuminuriją bei tyrimų dažnio (kiekio per metus) rekomendacijos ([KDIGO](#)[‡])

Tyrimų dažnio (kiekio per metus) rekomendacijos pagal GFG ir albuminurijos lygius				Nuolatinės albuminurijos lygis		
				Apibūdinimas ir ribos		
				A1	A2	A3
				Normali ar šiek tiek padidėjusi	Vidutiniškai padidėjusi	Labai padidėjusi
				<30 mg/g <3 mg/mmol	30-300 mg/g 3-30 mg/mmol	>300 mg/g >30 mg/mmol
GFG lygiai(ml/min/1.73 m ²) Apibūdinimas ir ribos	G1	Normalus arba didelis	≥90	1, jei yra LIL	1	2
	G2	Šiek tiek sumažėjęs	60-89	1, jei yra LIL	1	2
	G3a	Šiek tiek arba vidutiniškai sumažėjęs	45-59	1	2	3
	G3b	Vidutiniškai arba labai sumažėjęs	30-44	2	3	3
	G4	Labai sumažėjęs	15-29	3	3	4+
	G5	Galutinis inkstų nepakankamumas	<15	4+	4+	4+

GFG – glomerulų filtracijos greitis

LIL- lėtinė inkstų liga

GFG ir albuminurijos lygių santykis rodo progresavimo riziką, užkoduotą intensyvėjančiomis spalvomis:

- Žalia spalva – maža rizika;
- Geltona spalva – vidutiniškai padidėjusi rizika;
- Oranžinė spalva – didelė rizika;
- Raudona – labai didelė rizika.

Langeliuose užkoduoti skaičiai rodo rekomenduojamą tyrimų dažnį per metus.

[‡] Kidney International Supplements (2013) 3, 1–150.